



Prise en main d'EnSURE™ Touch

gullimex

Prise en main d'EnSURE™ Touch

Félicitations pour l'achat de votre nouvel appareil EnSURE Touch ! Le guide est conçu pour répondre à certaines questions clés que vous pourriez vous poser lors de la prise en main.

Alimentation et chargement d'EnSURE™ Touch

Comme un smartphone, EnSURE Touch est alimenté par une batterie au lithium-ion et utilise un câble USB de type C.

- Avant d'utiliser votre dispositif EnSURE Touch, branchez-le à une prise murale et laissez-le charger pendant 15 minutes. Nous vous recommandons d'utiliser le câble et l'adaptateur fournis dans l'emballage.
- Appuyez et maintenez le bouton de mise sous tension en haut à gauche de l'écran pour allumer l'appareil.
- Si l'appareil ne s'allume pas, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 20 secondes.
- Si l'écran s'éclaire légèrement, cela signifie que l'appareil est en train de s'allumer.
- Lorsque l'écran est allumé, vous pouvez contrôler le niveau de la batterie dans la barre d'état en haut de l'écran.
- Pour économiser la batterie, EnSURE Touch passera en veille après une période d'inactivité. Pour sortir du mode veille, pressez et relâchez le bouton d'alimentation. L'appareil peut prendre 1 à 3 secondes pour sortir du mode veille. Assurez-vous de ne pas à nouveau appuyer sur le bouton pendant 3 secondes ou l'appareil se remettra en veille.

Remarque : Hygiena™ charge l'appareil EnSURE™ Touch conformément aux exigences en matière d'expédition pour les batteries au lithium-ion, soit avec une charge n'excédant pas 30 %, mais la batterie peut se décharger pendant le transport et le stockage.

Activation du Wi-Fi

Lors de la configuration initiale, l'appareil EnSURE Touch vous demandera de vous connecter au réseau Wi-Fi. Si vous devez vous connecter au réseau Wi-Fi après la configuration, veuillez suivre les étapes suivantes.

- Depuis l'écran principal, faites glisser le haut de l'écran pour ouvrir le menu des notifications.
- Appuyez sur l'icône carrée dans le coin supérieur droit de l'écran.
- Appuyez sur l'icône Wi-Fi.
- Faites basculer la barre de défilement pour activer le Wi-Fi.
- Sélectionnez votre réseau Wi-Fi et saisissez le mot de passe.

Mise à jour logicielle

Les mises à jour logicielles veillent à ce que votre appareil dispose des dernières fonctionnalités, des améliorations de performance et des améliorations de sécurité. Il est très important de vérifier que votre logiciel est à jour, au moins deux fois par mois. Si votre logiciel n'est pas à jour et que vous ne synchronisez pas vos données sur SureTrend Cloud, vous pourriez courir le risque de perdre des données. Si une mise à jour est disponible et que vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi, vous serez invité à accepter le téléchargement. Pour vérifier manuellement la disponibilité d'une mise à jour, assurez-vous que votre appareil est connecté à un réseau Wi-Fi, puis suivez les étapes ci-dessous.

- Rendez-vous à la page d'accueil.
- Appuyez sur l'icône des paramètres.
- Appuyez sur « About » (À propos).
- Appuyez sur le bouton « Check for Update » (Rechercher des mises à jour).
- Si une nouvelle version du logiciel est disponible, la mise à jour devrait débiter.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, contactez-nous grâce à l'adresse suivante : info@gullimex.com / info@gullimex.be

